


Fc, Elisa용 Anti-Cd5 Rabbit Monoclonal Antibody - P06127

품목 번호: CM0009647



소개

인간 CD5(T1/Leu-1)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. T-세포 신호 전달, 흉선 세포 선택, B1a 세포 생물학 연구에 이상적입니다. 연구용으로만 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD5 Rabbit mAb
비고/별칭	T1; LEU1
종	인간
유전자 ID (인간)	921
유전자 ID	921
면역원	인간 CD5 (NP_055022.2)의 아미노산 25-371에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P06127
단백질 무게	55kDa
배송	아이스백