


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cd5 토끼 다클론 항체 - P06127

품목 번호: CM0030951



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 CD5 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 CD5와 교차 반응성을 나타냅니다. T세포 신호 전달 및 B세포 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD5 토끼 pAb
비고/별칭	T1; LEU1; CD5
종	인간
유전자ID (인간)	921
유전자ID	921
면역원	재조합 단백질 인간 CD5 (NP_055022.2)의 아미노산 158-371에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06127
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백