

유세포 분석용 Anti-Cd50 (Icam-3) 단일클론 항체 - P32942

품목 번호: CM0009981



소개

인간 CD50 (ICAM-3)에 대한 토끼 단일클론 항체, 클론 . 유세포 분석(FC)용으로 검증됨. 면역원: 재조합 단백질 (아미노산 30-114). 백혈구 부착 및 면역 상호작용 연구에 적합.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD50(ICAM-3) mAb
비고/별칭	CD50; CDW50; ICAM-R
종	인간
GeneID (인간)	3385
GeneID	3385
면역원	재조합 단백질 인간 CD50(ICAM-3) (NP_002153.2)의 아미노산 30-114에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P32942
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백