


Wb용 Anti-Cd52 폴리클로날 항체 - P31358

품목 번호: CM0022090



소개

인간 CD52 (CAMPATH-1 항원), 7 kDa GPI-앵커막 당단백질에 특이적인 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 면역학 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD52 Rabbit pAb
비고/별칭	HE5; CDW52; EDDM5; CD52
종(Species)	Human (인간)
GeneID (human)	1043
GeneID	1043
면역원(Immunogen)	인간 CD52 (NP_001794.2)의 아미노산 1-61 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간), Mouse (마우스)
SWISS	P31358
단백질 분자량	7kDa
배송(Shipping)	아이스백