


Anti-Cd53 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P19397

품목 번호: CM0018170



소개

인간 CD53(테트라스파닌-25)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 면역 세포 신호 전달 및 B/T 세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CD53 Rabbit pAb
비고/별칭	MOX44; TSPAN25; CD53
종	인간
유전자 ID (인간)	963
유전자 ID	963
면역원	인간 CD53의 아미노산 100-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_000551.1).
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P19397
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백