


유세포 분석용 Anti-Cd55 단일클론 항체 () - P08174

품목 번호: CM0005619



소개

인간 CD55 (DAF)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 에 접합됨. 유세포 분석에 검증됨. 보체 연구 및 CD55의 면역 조절 역할 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD55 mAb
비고/별칭	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
종	인간
GeneID (Human)	1604
GeneID	1604
면역원	재조합 단백질 인간 CD55 (NP_000565.1)의 아미노산 35-353에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P08174
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백