

Wb, Elisa용 항-Cd55 토끼 단클론 항체 - Q61475

품목 번호: CM0005567

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 마우스 CD55 토끼 단클론 항체입니다. 세포를 보체 손상으로부터 보호하는 GPI 고정 보체 억제인자인 마우스 CD55(DAF)를 인식합니다. 마우스 시료의 면역검출에 적합하며, 원스톱 IVD 소싱을 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD55 토끼 단클론 항체
비고/별칭	Daf; Dafl; Daf-GPI; GPI-DAF; CD55
종	마우스
유전자ID (인간)	1604
유전자ID	13136
면역원	마우스 CD55 (NP_034146.2)의 아미노산 35-361에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q61475
단백질 분자량	42KDa
배송 방법	아이스 팩