


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd55 Rabbit Monoclonal Antibody - P08174

품목 번호: CM0003220



소개

사람(Human)에서 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Anti-CD55 Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 보체 붕괴 가속 인자(DAF, CD55)를 41kDa에서 검출합니다. 보체 조절 및 바이러스 진입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD55 Rabbit mAb
비고/별칭	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; CD55
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	1604
GeneID	1604
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 CD55 (P08174)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	P08174
단백질 분자량	41kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)