


Anti-Cd55 토끼 폴리클론 항체 (Wb, Elisa용) - P08174

품목 번호: CM0015738



소개

인간 CD55 (DAF)에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 완료. 인간 및 마우스 샘플에 적합. 보체 연구 및 바이러스 침투 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD55 Rabbit pAb
비고/별칭	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; CD55
종	인간
GeneID (Human)	1604
면역원	인간 CD55 (NP_000565.1)의 아미노산 40-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P08174
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백