


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cd55 토끼 다클론 항체 - P08174

품목 번호: CM0014520



소개

사람, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 검증된 CD55 토끼 다클론 항체(DAF). 선천성 면역의 핵심 조절자이자 바이러스 유입 수용체인 보체 붕괴 촉진 인자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD55 토끼 pAb
비고/별칭	CR, TC, DAF, CROM, CHAPLE, CD55
종	사람
유전자 ID (사람)	1604
면역원	사람 CD55 (NP_000565.1)의 아미노산 40-300에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P08174
단백질 분자량	41kDa
배송 방식	아이스 팩