


웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Cd55 Rabbit Polymab® - P08174

품목 번호: CM0007440



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 CD55(DAF) Rabbit PolymAb®; 인간 및 마우스와 교차 반응. 보체 캐스케이드 및 바이러스 진입 수용체의 핵심 조절자인 보체 붕괴 촉진 인자를 표적하는 재조합 단일클론 항체.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD55 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
종	마우스/인간
GeneID (인간)	1604
GeneID	13136/1604
면역원	인간 CD55 재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P08174
단백질 무게	41kDa
배송	아이스백