

Fc용 Anti-Cd56/Ncam1 단클론 항체 - P13591

품목 번호: CM0012584



소개

인간 CD56/NCAM1에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 뉴런 접착 및 바이러스 진입 수용체(광견병, 지카)에 관여하는 신경 세포 접착 분자를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD56/NCAM1 mAb
비고/별칭	CD56; NCAM; MSK39
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4684
GeneID	4684
면역원(Immunogen)	인간 CD56/NCAM1 (NP_851996.2)의 아미노산 20-413에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P13591
단백질 분자량	95kDa
배송(Shipping)	아이스백