


Anti-Cd58 (Lfa-3) 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - P19256

품목 번호: CM0006559



소개

사람 CD58 (LFA-3)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 내인성 CD58을 ~28 kDa에서 인식합니다. T-세포 부착 및 면역 시냅스 형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD58 Rabbit mAb
비고/별칭	ag3; LFA3; LFA-3; CD58
종 (Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	965
유전자 ID	965
항원 (Immunogen)	사람 CD58 (NP_001770.1)의 아미노산 29-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	WB, ELISA
교차 반응성 (Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	P19256
단백질 분자량	28 kDa
배송 (Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)