


Anti-Cd58 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P19256

품목 번호: CM0028768



소개

인간 CD58/LFA-3를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. T세포 부착 연구, 면역 시냅스 연구, IVD 분석법 개발에 이상적입니다. 아미노산 40-220을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD58 Rabbit pAb
비고/별칭	ag3; LFA3; LFA-3; CD58
종	인간
GeneID (인간)	965
GeneID	965
면역원	재조합 단백질 인간 CD58 (NP_001770.1)의 아미노산 40-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P19256
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백