


Wb, Elisa용 Anti-Cd59 다클론 항체 - P13987

품목 번호: CM0013793



소개

사람 CD59에 특이적인 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. CD59는 보체 MAC 형성을 억제하는 GPI 앵커형 당단백질로, 용혈성 빈혈 연구의 주요 표적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD59 토끼 pAb
비고/별칭	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
종	사람
유전자 ID (사람)	966
유전자 ID	966
면역원	사람 CD59의 아미노산 26-128에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001120695.1).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	P13987
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스팩