


Anti-Cd59 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P13987

품목 번호: CM0010989



소개

인간 CD59 (protectin)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로 WB 및 ELISA에 적합합니다. 보체 조절 연구 및 진단 분석법 개발에 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD59 Rabbit mAb
비고/별칭	IF5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
종	인간
GeneID (Human)	966
면역원	인간 CD59 (NP_000602.1)의 아미노산 49-128 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P13987
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백