


Wb, Elisa용 항-Cd59 토끼 단클론 항체 - P13987

품목 번호: CM0006851



소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 인간 CD59에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 보체 막공격 복합체 억제제인 CD59 당단백질을 표적으로 하며, 보체 연구 및 진단 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CD59 토끼 단클론 항체
비고/별칭	IF5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
종	인간
유전자ID (인간)	966
유전자ID	966
면역원	합성 펩타이드 인간 CD59의 아미노산 26-126번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드. (NP_000602.1)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P13987
단백질 분자량	14 kDa
배송	아이스백