

Wb, If/Icc, Fc, Elisa용 항-Cd62E 토끼 단클론 항체 - Q00690

품목 번호: CM0011482

소개

마우스 CD62E(E-셀렉틴)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, FC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 잔기 22-557을 표적으로 하는 재조합 면역원을 사용했으며, 마우스와 반응하고 분자량은 66 kDa입니다. 내피 세포 접착 및 백혈구 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD62E 토끼 mAb
비고/별칭	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-selectin
종	마우스
유전자 ID (인간)	6401
유전자 ID	20339
면역원	마우스 CD62E (NP_035475.2)의 아미노산 22-557에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q00690
단백질 분자량	66kDa
배송 방식	아이스백