

유세포 분석용 항-Cd62L/L-셀렉틴 단일클론 항체 (Apc/Cyanine7) - P14151

품목 번호: CM0009452



소개

인체 CD62L(L-셀렉틴)에 대한 APC/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 인체 샘플에서 림프구 호밍(lymphocyte homing), 백혈구 롤링(leukocyte rolling) 및 세포 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항-인체 CD62L/L-셀렉틴 mAb
비고/별칭	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
종	인체(Human)
유전자 ID	6402
면역원	인체 CD62L/L-셀렉틴(NP_000646.3)의 아미노산 39-332에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인체
SWISS	P14151
단백질 무게	42kDa
배송	아이스팩