

Anti-Cd62L/L-Selectin 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - P14151

품목 번호: CM0023516



소개

인간 CD62L/L-Selectin에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 백혈구 부착 및 림프구 호밍 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD62L/L-Selectin 토끼 pAb
비고/별칭	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1; CD62L/L-Selectin
종	인간
GeneID (인간)	6402
GeneID	6402
면역원	인간 CD62L/L-Selectin (NP_000646.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14151
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백