

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cd62P/P-셀렉틴 단클론 항체 - P16109

품목 번호: CM0005786



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 항-CD62P/P-셀렉틴 토끼 단클론 항체입니다. 91kDa 단백질에 특이적이며 염증 및 세포 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD62P/P-셀렉틴 토끼 mAb
비고/별칭	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-selectin
종	인간
유전자ID (인간)	6403
유전자ID	6403
면역원	인간 CD62P/P-셀렉틴(P16109)의 아미노산 731-830번 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16109
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스 팩