

Anti-Cd62P/P-Selectin 폴리클론항체, Wb, Elisa 용 - P16109

품목 번호: CM0015517



소개

CamelBio의 토끼 항-인간 CD62P/P-selectin 폴리클론항체는 세포외 도메인(aa 220-319)을 표적입니다. WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스 P-selectin(91kDa)과 교차반응합니다. 염증, 혈전증 및 세포 접착 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD62P/P-selectin Rabbit pAb
비고/별칭	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-selectin
종	인간
GeneID (인간)	6403
GeneID	6403
면역원	인간 CD62P/P-selectin (NP_002996.2)의 아미노산 220-319에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P16109
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스백