

Anti-Cd62P/P-Selectin Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P16109

품목 번호: CM0007796



소개

재조합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD62P/P-selectin에 대해 특이적이며 WB, IHC-P, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 연구용으로 백혈구 부착 및 염증 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CD62P/P-selectin Rabbit mAb
비고/별칭	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
종	인간
GeneID (Human)	6403
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P16109
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스백