

## Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cd63 단클론 항체 - P08962

품목 번호: CM0003142



### 소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 CD63 토끼 단클론 항체. 세포 접착, 신호전달 및 엑소좀 생물학에 관여하는 테트라스파닌인 인간 CD63(과립로피신, LAMP-3)을 표적으로 합니다. 암 및 엑소좀 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명        | CD63 토끼 단클론 항체                                                |
| 비고/별칭      | MLA1, ME491, LAMP-3, OMA81H, TSPAN30, CD63                    |
| 종          | 인간                                                            |
| 유전자ID (인간) | 967                                                           |
| 면역원        | 인간 CD63 (NP_001771.1)의 아미노산 103-203에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천         | 토끼                                                            |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                        |
| 적용 분야      | WB, IHC-P, ELISA                                              |
| 교차 반응성     | 인간                                                            |
| SWISS      | P08962                                                        |
| 단백질 분자량    | 17kDa/23kDa/25kDa                                             |
| 배송 방식      | 아이스 팩                                                         |