


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd63 폴리클로날 항체 - P08962

품목 번호: CM0026817



소개

사람 CD63을 타겟팅하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 엑소좀 생성(exosome biogenesis), 흑색종 및 테트라스파닌(tetraspanin) 기능 연구에 이상적입니다. 사람(Human)과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD63 Rabbit pAb
비고/별칭	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30; CD63
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	967
GeneID	967
면역원(Immunogen)	사람 CD63 (NP_001771.1)의 아미노산 103-203을 포함하는 서열에 상응하는 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	P08962
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)