

Anti-Cd64 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P12314

품목 번호: CM0014078



소개

고친화성 IgG Fc 수용체에 대한 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학, ELISA에 검증된 토끼 폴리클론 항체. 인간, 마우스, 래트의 CD64 (FCGR1A)를 검출합니다. 면역학, ADCC, 진단용 면역분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD64 Rabbit pAb
비고/별칭	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
종	인간
GeneID (Human)	2209
GeneID	2209
면역원	인간 CD64 (NP_000557.1)의 아미노산 16-288에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12314
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백