

Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa용 Anti-Cd66A/Ceacam1 토끼 단일클론 항체 - P31809

품목 번호: CM0009489



소개

마우스 CD66a/CEACAM1을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, FC 및 ELISA에서 검증되었으며 랫드 교차 반응성을 보입니다. 면역 조절, 세포 접착 및 코로나바이러스 감염 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD66a/CEACAM1 토끼 mAb
비고/별칭	Bgp; Ccl1; Hv2; Bgp1; Cea1; Cea7; Hv-2; MHVR; bb-1; C-CAM; CD66a; Cea-1; Cea-7; MHVR1; Mhv-1; mCEA1; mmCGM1; mmCGM2; mmCGM1a
종	마우스
GeneID (Human)	634
GeneID	26365
면역원	마우스 CD66a/CEACAM1a의 아미노산 35-428에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001034274.1)
항체 기원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P31809
단백질 분자량	57kDa/50kDa/37kDa/30kDa
배송	아이스팩