

## Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd66B/Ceacam8 폴리클로널 항체 - P31997

품목 번호: CM0026483



### 소개

웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA용 인간 CD66b/CEACAM8 (38 kDa)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. 호중구 세포 접착 및 만성 골수성 백혈병 연구 조사에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수                     | 값                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | CD66b/CEACAM8 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭                    | CD67; CGM6; CD66b; NCA-95                                             |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                             |
| GeneID (인간)              | 1088                                                                  |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 CD66b/CEACAM8 (NP_001807.2)의 아미노산 35-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                            |
| 카테고리                     | 폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)                                       |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IF/ICC, ELISA                                                     |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human)                                                             |
| SWISS                    | P31997                                                                |
| 단백질 분자량                  | 38kDa                                                                 |
| 배송(Shipping)             | 아이스백(Ice bag)                                                         |