

Wb, If/Icc, Fc, Elisa용 Anti-Cd68 단일클론 항체 - P31996

품목 번호: CM0006627

소개

마우스 CD68 (Macrosialin)을 표적하는 토끼 단일클론 항체. WB, IF/ICC, FC, ELISA에서 검증됨. 약 33/34 kDa 단백질을 인식합니다. 식세포작용, 대식세포 호밍, 리소좀 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD68 Rabbit mAb
비고/별칭	Lamp4; gp110; Scard1; CD68
종	마우스
GeneID (Human)	968
GeneID (Mouse)	12514
면역원	마우스 CD68 (NP_001277987.1)의 아미노산 21-291에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P31996
단백질 분자량	33KDa/34KDa
배송	아이스백