

Wb, If-P, Fc(세포내), Elisa용 항-Cd68 토끼 단클론 항체 - P34810

품목 번호: CM0003685

소개

인간 CD68(macrosialin, GP110)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF-P, FC(세포내) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD68 토끼 단클론 항체
비고/별칭	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
종	인간
유전자ID (인간)	968
유전자ID	968
면역원	인간 CD68 (NP_001242.2)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, FC(세포내), ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P34810
단백질 분자량	37kDa
배송 방법	아이스 팩