

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Cd68 토끼 단클론 항체 - P34810

품목 번호: CM0004185

소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증된 고품질 항-CD68 토끼 단클론 항체입니다. 식균작용과 세포 부착에 관여하는 대식세포 마커인 인간 매크로시알린(37kDa)을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD68 토끼 mAb
비고/별칭	GPI10; LAMP4; SCARD1; CD68
종	인간
유전자ID (인간)	968
유전자ID	968
면역원	인간 CD68 (NP_001242.2)의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P34810
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스 팩