

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd68 토끼 다클로날 항체 - P34810

품목 번호: CM0025441

소개

웨스턴 블롯, 면역형광법 및 ELISA용 인간 CD68 (GP110, LAMP4, SCARD1)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 쥐, 랫트 반응성에 대해 검증되었습니다. 대식세포 및 종양 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD68 Rabbit pAb
비고/별칭	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	968
항원(Immunogen)	인간 CD68 (NP_001242.2)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P34810
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)