

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd68 토끼 다클론 항체 - P34810

품목 번호: CM0015335

소개

사람 CD68(macrosialin, GP110, LAMP4)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 대식세포 생물학 및 엔도리소좀 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD68 토끼 pAb
비고/별칭	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
종	사람
유전자 ID(사람)	968
유전자 ID	968
면역원	사람 CD68(NP_001242.2)의 아미노산 16-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P34810
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩