

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd68 토끼 다클로날 항체 - P31996

품목 번호: CM0022959

소개

사람, 쥐, 랫드에서 WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해
검증된 CD68 토끼 다클로날
항체(Lamp4/gp110/Scard1). 대식세포 및 식세포 작용
연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD68 Rabbit pAb
비고/별칭	Lamp4; gp110; Scard1; CD68
종(Species)	Mouse
GeneID (사람)	968
GeneID	12514
항원(Immunogen)	마우스 CD68 (NP_001277987.1)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P31996
단백질 분자량	35 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)