

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd68 Rabbit Polyclonal Antibody - P34810

품목 번호: CM0013967

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 인간 CD68 (macrosialin, Gp110)에 대한 토끼 폴리클론 항체. 마우스와 교차 반응. 대식세포 및 식세포작용 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD68 Rabbit pAb
비고/별칭	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
종	인간
유전자 ID	968
면역원	인간 CD68 (NP_001242.2)의 아미노산 22-319 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P34810
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백