

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Cd68 토끼 Polymab® - P34810 / P31996

품목 번호: CM0005427

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 재조합 토끼 단일클론 CD68 항체입니다. 대식세포 식균 활성 및 종양 세포 접착에 관여하는 리소좀/내포체 막 당단백질인 인간 및 마우스 매크로시알린(Lamp4, gp110, Scard1)을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD68 토끼 PolymAb®
비고/별칭	Lamp4; gp110; Scard1
종	인간/마우스
유전자ID (인간)	968
유전자ID	968/12514
면역원	인간/마우스 CD68 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P34810/P31996
단백질 분자량	70-130 kDa
배송 방식	아이스백