

Fc용 Anti-Cd69 단일클론 항체 - Q07108

품목 번호: CM0007789



소개

유세포분석용 Rabbit anti-Human/Monkey CD69 mAb. 재조합 단백질 면역원으로, 인간 및 안대원숭이와 교차 반응합니다. 초기 T세포 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD69 mAb
비고/별칭	AIM, EAI, MLR-3, CLEC2C, GP32/28, BL-AC/P26
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	969
유전자 ID	969
면역원	재조합 단백질 (인간 CD69 (NP_001772.1)의 아미노산 78-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human), 안대원숭이(Cynomolgus)
SWISS	Q07108
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스 백(Ice bag)