

Wb, Elisa용 항-Cd69 다클론 항체 - Q07108

품목 번호: CM0021442



소개

인간 CD69에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 초기 활성화 항원 및 면역 세포 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CD69 토끼 pAb
비고/별칭	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26; CD69
종	인간
GeneID (인간)	969
GeneID	969
면역원	인간 CD69 (NP_001772.1)의 아미노산 1-80 내 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q07108
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스 팩