

Wb, Elisa용 항-Cd69 토끼 단클론 항체 - Q07108

품목 번호: CM0006932



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 사용할 수 있는 인간 CD69(SWISS: Q07108)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체입니다. 인간 샘플에서 CD69를 검출하며 래트와 교차 반응합니다. 면역원은 아미노산 62-199에 해당합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD69 토끼 단클론 항체
비고/별칭	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26; CD69
종	인간
유전자ID (인간)	969
유전자ID	969
면역원	재조합 단백질 인간 CD69(NP_001772.1)의 아미노산 62-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	래트
SWISS	Q07108
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스 팩