

Wb, Ihc-P, If-P, Elisa용 항-Cd69 토끼 Polymab® - Q07108

품목 번호: CM0012798



소개

WB, IHC-P, IF-P, ELISA용 인간 CD69(AIM, EA1, CLEC2C)에 대한 토끼 단클론 항체. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. T세포 활성화 및 면역 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD69 토끼 PolymAb®
비고/별칭	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
종	인간
유전자ID	969
면역원	인간 CD69 아미노산 62-199번(NP_001772.1)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q07108
단백질 분자량	23kDa
배송 방법	얼음 팩