

Wb, Elisa용 Anti-Cd7 Rabbit Monoclonal Antibody - P09564

품목 번호: CM0007611

소개

WB 및 ELISA 애플리케이션을 위한 고품질 CD7 Rabbit mAb입니다. 면역 활성화에 관여하는 T세포 및 NK 세포 마커인 인간 CD7에 특이적입니다. 면역학 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CD7 Rabbit mAb
비고/별칭	GP40; TP41; LEU-9; CD7
종(Species)	Human
Gene ID (Human)	924
Gene ID	924
면역원(Immunogen)	인간 CD7의 아미노산 26-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단단백질입니다. (NP_006128.1)
공급(Source)	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P09564
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	Ice bag