

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd7 토끼 단일클론 항체 - P09564

품목 번호: CM0008813

소개

사람 CD7에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. CD7은 적응 면역에 관여하는 T세포 및 NK세포의 막관통 당단백질로, 면역학 연구 및 진단 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD7 토끼 mAb
비고/별칭	GP40; TP41; Tp40; LEU-9; CD7
종	사람
유전자 ID (사람)	924
유전자 ID	924
면역원	합성 펩타이드 사람 CD7(P09564)의 아미노산 141-240에 해당하는 서열을 포함하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	P09564
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩