


유세포분석용 Anti-Cd71 단일클론 항체 () - P02786

품목 번호: CM0009424



소개

인간 CD71(트랜스페린 수용체 1)을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포분석용으로 검증되었으며, 철 대사, T/B 세포 증식 및 바이러스 진입 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD71 mAb
비고/별칭	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
종	인간
GeneID (인간)	7037
GeneID	7037
면역원	인간 CD71의 아미노산 100-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_003225.2)
생산원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P02786
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백