


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Cd71/트랜스페린 수용체 단일클론 항체 - P02786

품목 번호: CM0006695



소개

인간 CD71/트랜스페린 수용체(TfR1)에 대한 KO 검증 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 철 대사, 종양학 및 바이러스 침입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] CD71/트랜스페린 수용체 토끼 mAb
비고/별칭	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
종	인간
GeneID (인간)	7037
GeneID	7037
면역원	인간 CD71/트랜스페린 수용체(NP_003225.2)의 아미노산 100-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P02786
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스팩