


Wb용 Anti-Cd71/Transferrin Receptor 토끼 단일클론 항체 - P02786

품목 번호: CM0005673



소개

인간 CD71/Transferrin Receptor (TFRC)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 철 대사, 바이러스 진입 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD71/Transferrin Receptor Rabbit mAb
비고/별칭	T9, TR, TFR, p90, CD71, TFR1, TRFR, IMD46
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7037
GeneID	7037
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)토끼(Rabbit)	
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P02786
단백질 크기(Protein Weight)	85 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)