


Anti-Cd71/Transferrin Receptor Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02786

품목 번호: CM0027018



소개

인간 CD71/Transferrin Receptor (TFRC, TFR1, p90)에 대한 토끼 다클로날 항체. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 철 대사 및 바이러스 진입 연구에 관련됨 - P02786.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD71/Transferrin Receptor Rabbit pAb
비고/별칭	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46; CD71/Transferrin Receptor
종	인간(Human)
GeneID	7037
면역원	인간 CD71/Transferrin Receptor (NP_001121620.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P02786
단백질 크기	85kDa
배송	아이스 백(Ice bag)