

Wb, Elisa용 Anti-Cd72 Rabbit Polyclonal Antibody - P21854

품목 번호: CM0025586

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 토끼 항-CD72 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스 및 래트의 CD72를 검출하며, BCR 신호 전달 및 면역 항상도를 조절하는 B-세포 공동 수용체입니다. 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD72 Rabbit pAb
비고/별칭	LYB2, CD72b, CD72
종	인간
GeneID (Human)	971
GeneID	971
면역원	재조합 단백질, 인간 CD72 (NP_001773.1)의 아미노산 120-359에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P21854
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백