

Wb, Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Cd73/Nt5E 다클론 항체 - P21589

품목 번호: CM0020884



소개

Western blot, IHC 파라핀 및 ELISA에서 검증된 Anti-CD73/NT5E 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐의 CD73 ecto-5'-nucleotidase를 인식합니다. 뉴클레오타이드 가수분해에 관여하는 이 GPI 앵커형 세포막 효소의 면역 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD73/NT5E 토끼 pAb
비고/별칭	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA; CD73/NT5E
종	인간
GeneID (인간)	4907
GeneID	4907
면역원	인간 CD73/NT5E의 아미노산 32-264에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_002517.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P21589
단백질 무게	63kDa
배송	아이스팩