

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Cd73/Nt5E 토끼 다클론 항체 - P21589

품목 번호: CM0020390



소개

인간 CD73/NT5E(엑토-5'-뉴클레오티다제)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 뉴클레오티드 대사 및 면역 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD73/NT5E 토끼 pAb
비고/별칭	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA; 5E
종	인간
GeneID (인간)	4907
GeneID	4907
면역원	제조합 단백질(인간 CD73/NT5E의 아미노산 27-377을 포함하는 제조합 용합 단백질, NP_002517.1)
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P21589
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스팩