

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cd74 단클론 항체 - P04233

품목 번호: CM0008983



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 인간 CD74(불변 사슬)에 대한 토끼 단클론 항체. 주요 MHC 클래스 II 샤페론 및 MIF 수용체를 표적으로 하여 면역 연구 및 항바이러스 연구를 지원합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CD74 토끼 mAb
비고/별칭	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
종	인간
유전자 ID (인간)	972
유전자 ID	972
면역원	합성 펩타이드: 인간 CD74 (P04233)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04233
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스 팩